



仙人掌桿菌檢驗 安全有保障！

Neogen® Petrifilm® 仙人掌桿菌 快檢片

告別MYP檢驗方法的繁瑣步驟，選擇Petrifilm快檢片！
Petrifilm快檢片開封即可使用，無需任何準備工作，幫助您的團隊避免接觸抗生素補充劑。除此之外，其節省空間的設計，搭配更少的稀釋步驟與縮短的乾燥時間，釋放寶貴的實驗室與培養箱空間。

Petrifilm快檢片提供清晰、可靠的高效檢測結果，助您對抗仙人掌桿菌（*B. cereus*）的持續威脅。

操作簡單，讀取方便，結果易於判讀。*



BC

Bacillus cereus Count Plate

Petrifilm 仙人掌桿菌 快檢片

Benefits for you



簡易性

即用型培養基
無需處理抗生素補充劑。



全面性

可檢測整個仙人掌桿菌群
(*Bacillus cereus sensu lato*)
包括 (*B. cytotoxicus*)




完善性


具選擇性和專一性的即用型培養基，可直接進行仙人掌桿菌的計數判讀，而無需進一步確認

Clearly the better choice.

Petrifilm 仙人掌桿菌快檢片易於判讀，並顯示出清晰的菌落，取代了傳統檢驗方法中常見的擴散型形態



典型的仙人掌桿菌菌落
呈紅紫色，並帶有
白色/乳白色暈環



產品資訊

堆疊高度	10 plates or less
最佳pH範圍	>5
最佳計數範圍	≤100 CFU
計數區域	30 cm ²
培養溫度	30°C ± 1°C or 35°C ± 1°C
培養時間	20–24 hr

產品名稱	產品編號	內容物
仙人掌桿菌快檢片	#6482	25片/包 2包/盒
仙人掌桿菌快檢片	#6483	500片/箱



Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2024. All rights reserved. Neogen and Petrifilm are registered trademarks of Neogen Corporation.

LAM FONG TRADING CO., LTD
嵐豐貿易有限公司

電話：02-2556-5278

傳真：02-2556-5285

地址：台北市長安西路45-1號11樓

網址：www.lamfong.com



FS01379_0624